

# SOUNDGATE

Draadloos verbonden  
met de wereld



**bernafon**   
Your hearing • Our passion

De mogelijkheden om verbonden te zijn, zijn beter dan ooit tevoren. Via allerlei elektronische apparaten maken we contact met familie, vrienden en collega's, overal en altijd. Ook kunnen we muziek luisteren, video's bekijken, het laatste nieuws horen en nog veel meer. Uw hoortoestellen zorgen samen met de SoundGate voor uitgebreide mogelijkheden om verbonden te zijn.



Waar andere draadloze apparatuur slechts met een of twee geluidsbronnen verbonden zijn, biedt de SoundGate u de vrijheid om met uw hoortoestellen naar een groot aantal draadloze en bekabelde geluidsbronnen te luisteren. De SoundGate heeft een opvallend design en is comfortabel en eenvoudig te bedienen. Met zijn geïntegreerde Bluetooth® ontvanger, ingebouwde microfoon, luisterspoel en gebruikersvriendelijke bedieningstoetsen zorgt de SoundGate voor de juiste verbinding met gemak en stijl.



Bernafons SoundGate stelt u in staat om altijd en overal een verbinding te maken en te communiceren.

Alledaagse luistersituaties kunnen behoorlijk inspannend zijn, zelfs met de beste hoortoestellen. Maar met eenvoudig te bedienen oplossingen geeft Bernafon u de vrijheid om in alle comfort te luisteren.



### **Mobiele telefoon streaming**


Verbind en spreek draadloos met uw SoundGate als Bluetooth® tussenschakel tussen uw mobiele telefoon en uw hoortoestellen.

### **Eenvoudige communicatie met de SoundGate Mic**

Gebruik de discrete microfoon voor één-op-één communicatie in een rumoerige omgeving en begrijp spraak beter met minder inspanning.

### **Helder en scherp TV geluid**

Laat het geluid van de TV direct binnenkomen in uw hoortoestellen. Gebruik daarvoor de SoundGate met Bernafons TV Adapter.



### **Headset voor muziek of GPS**

De SoundGate maakt het u wel heel eenvoudig om via uw hoortoestellen draadloos uw muziekbestanden of GPS-aanwijzingen te beluisteren door middel van Bluetooth®.

### **Handsfree telefoneren met een vast toestel**

Thuis en op het werk draadloos telefoneren met uw vaste toestel via Bernafons SoundGate en Telefoon Adapter – zo haalt u meer uit uw spreektijd.

### **Luisterspoel**

Met de SoundGate legt u eenvoudig en automatisch een verbinding met ringleiding in theaters, leslokalen en gebedshuizen.

## Draadloos mobiel telefoneren met de SoundGate

SoundGate werkt als een interface tussen uw hoortoestel en Bluetooth® gekoppelde mobiele telefoon. U weet nooit wanneer dat belangrijke telefoontje binnen komt. Maar uw SoundGate zal erop voorbereid zijn. En, het laat u draadloos en handsfree praten zonder het gebruik van de mobiele telefoon zelf.

Met de SoundGate kunt u via uw hoortoestellen ook luisteren naar muziek die is opgeslagen op uw mobiele telefoon of mediaspeler.

Het SoundGate oplaadstation is makkelijk in gebruik en verzekerd u ervan dat het apparaat is opgeladen wanneer het nodig is.

## Ringleidingsystemen en SoundGate

Veel theaters, leslokalen en gebedshuizen zijn tegenwoordig voorzien van een vaste ringleiding. Op deze plekken kunt u audio beluisteren via de geïntegreerde luisterspoelontvanger van de SoundGate. Audiosignalen worden draadloos overgebracht zonder dat u daar aparte apparatuur of zelfs maar een speciaal hoortoestelprogramma voor nodig hebt.

Geniet van meer mobiliteit en grotere flexibiliteit onderweg met de SoundGate.

## Geniet van eenvoudige communicatie met de SoundGate Mic

Bernafon biedt de SoundGate Mic voor nog groter succes in uitdagende luistersituaties.

Deze onopvallende microfoon kan gedragen worden door de persoon met wie u aan het praten bent of door de persoon die een presentatie of speech geeft. Gekoppeld met de SoundGate (SoundGate 3 of nieuwere versie), wordt het spraaksignaal direct doorgestuurd naar uw hoortoestel(len).

Het kan u helpen te begrijpen wat er gezegd wordt met minder inspanning. Vooral wanneer er achtergrondgeluid (bijvoorbeeld in een restaurant) of galm in de ruimte (bijvoorbeeld in een auditorium) aanwezig is.



## Home Sweet Home

Of u nu in de stemming bent voor een ontspannen avondje TV kijken of een lang telefoongesprek met familie of vrienden, de SoundGate helpt u door elk woord glashelder te laten klinken.

### Draadloze TV connectie met SoundGate

Nooit eerder was het luisteren naar de TV zo eenvoudig. Bernafons TV Adapter kan op elk TV-toestel worden aangesloten. Hij is klein en draagbaar en geeft geluid via de SoundGate helder door aan uw hoortoestellen.

Het beste aan de TV Adapter is dat u het geluidsvolume van de TV naar uw hoortoestellen onafhankelijk kunt regelen via de SoundGate.

Niet iedereen hoeft op hetzelfde volume te luisteren.







## Draadloos telefoneren met de SoundGate

Het is zo gemakkelijk – gesprekken van de vaste telefoon met Bernafons nieuwe Telefoon Adapter doorgeven naar uw hoortoestellen.

De Telefoon Adapter en de SoundGate maken u attent op binnenkomende gesprekken, geven het signaal door en maken van uw hoortoestellen in feite een draadloze headset. Hierdoor kunt u handsfree en zonder gedoe telefoongesprekken voeren – ook vanaf uw vaste telefoon.

Verbonden zijn is makkelijker en prettiger dan ooit tevoren met Bernafons draadloze accessoires.

## SoundGate App – slim en discreet

Met de SoundGate App gaat Bernafon verder dan de gebruikelijke functies van een hoortoestel. Gebruik uw iPhone® of Android™ smartphone, samen met de SoundGate om tussen programma's te schakelen, het volume omhoog of omlaag draaien, en verbinding te maken met meerdere apparaten. Het aanpassen van programma's en het veranderen van het volume is nog nooit zo gemakkelijk en discreet geweest.<sup>1)</sup>

Download de SoundGate App gratis. Ga je naar de App Store of Google Play™ en zoek op "Bernafon SoundGate" en klik vervolgens op installeren.



Apple, het Apple logo en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de V.S. en andere landen. App Store is een dienst van Apple Inc. Android en Google Play zijn handelsmerken van Google Inc.

<sup>1)</sup> De SoundGate App voor iPhone is te gebruiken op iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4 en vereist Bernafon hoortoestellen met draadloze connectiviteit en een SoundGate 3 met firmware 3.0 of hoger. De SoundGate App voor Android smartphones vereist Bernafon hoortoestellen met draadloze connectiviteit en een SoundGate 3 met firmware 3.1 of hoger.



Horen en begrijpen zijn basale menselijke behoeften. Hoorproblemen en de daaruit voortvloeiende maatschappelijke gevolgen stellen de hele maatschappij op de proef. Wij geloven in een wereld waarin mensen met een hoorbeperking weer probleemloos kunnen communiceren dankzij geavanceerde technologie.

Bezoek [www.bernafon.com](http://www.bernafon.com) voor meer informatie over horen en gehoorverlies.

**SWISS**   
Engineering

**bernafon**   
*Your hearing • Our passion*

**Berna fon Companies:** Australia • Canada • China • Denmark • Finland • France • Germany • Italy • Japan • Korea • Netherlands • New Zealand • Poland • Spain • Sweden • Switzerland • Turkey • UK • USA