

SOUNDGATE

Yhteydessä maailmaan
SoundGaten avulla



bernafon 
Your hearing • Our passion

Vaihtoehtoja yhteyksien muodostamiseen on enemmän kuin koskaan. Olemme yhteydessä läheisiimme, ystäviimme ja työkavereihimme missä ja milloin tahansa erilaisten sähköisten laitteiden kautta. Voimme myös kuunnella musiikkia, katsella videoita, seurata uutisia ja paljon muuta. Kuulokojeiden liittäminen Bernafonin SoundGate-laitteeseen lisää mahdollisuuksia entisestään.



Siinä missä muut langattomat laitteet voidaan liittää yhteen tai kahteen äänilähteeseen, SoundGate mahdollistaa useiden langallisten ja langattomien äänilähteiden kuuntelun kuulokojeiden kautta. Hillityn tyylikäs ja helppokäyttöinen SoundGate on varustettu sisäänrakennetulla mikrofonilla ja Bluetooth®-vastaanottimella. Sen avulla olet kätevästi ja tyylikkäästi yhteydessä ympäröivään maailmaan.



Bernafonin SoundGate mahdollistaa yhteyksien muodostamisen missä ja milloin tahansa.

Jokapäiväiset kuuntelutilanteet voivat olla haastavia jopa parhailla kuulokojeilla. Bernafonin yksinkertaiset ratkaisut parantavat kuuntelumukavuuttasi huomattavasti.



Matkapuhelimen käyttö


Voit ottaa yhteyttä ja keskustella langattomasti liittämällä matkapuhelimesi ja kuulokojeesi Bluetooth®-rajapintana toimivaan SoundGate-laitteeseesi.

Helpota vuorovaikutusta SoundGate-mikrofonilla

Käytä huomaamatonta SoundGate-mikrofonia kahdenvälisiin keskusteluihin parantaaksesi puheen erotuskykyä erityisesti meluisassa ympäristössä.

Selkeä ja tarkka TV-ääni

SoundGate ja Bernafonin TV-sovitin 2 siirtävät TV-äänen suoraan kuulokojeisiisi.



Kuulokkeet musiikin tai GPS-laitteen kuunteluun

SoundGate mahdollistaa musiikkitiedostojen ja GPS-laitteiden langattoman kuuntelun kuulokojeillasi Bluetooth®-yhteyden kautta.

Hands-free-lankapuhelut

SoundGaten ja Puhelinsovitin 2:n avulla voit nauttia lankapuheluistasi langattomasti niin töissä kuin kotonakin.

Induktiokela

SoundGaten avulla kuulokojeesi liittyvät automaattisesti teattereiden, luokkahuoneiden tai kirkkojen induktiosilmukajärjestelmiin.

Langaton matkapuhelinyhteys SoundGaten avulla

SoundGate toimii rajapintana kuulokojeiden ja Bluetooth®-matkapuhelimen välillä. Se on valmiina vastaanottamaan puhelusi missä ja milloin tahansa. SoundGate avulla voit nauttia langattomista hands-free-puheluista ilman, että matkapuhelimeen tarvitsee koskea.

SoundGaten avulla voit myös kuunnella matkapuhelimeesi tai mediasoittimeesi tallennettua musiikkia kuulokojeillasi.

SoundGate latausasema on helppokäyttöinen ja valmis lataamaan laitteen tarvittaessa.

SoundGate ja induktiosilmukkajärjestelmät

Moniin teattereihin, luokkahuoneisiin ja kirkkoihin on nykyisin asennettu induktiosilmukkajärjestelmä. Äänen vastaanottaminen onnistuu tällöin kätevästi SoundGate -laitteeseen sisäänrakennetun induktiokelan avulla. Äänisignaalit siirtyvät kuulokojeisiisi langattomasti ilman erillistä laitetta tai kuunteluohjelmaa.

SoundGate vapauttaa sinut liikkumaan ja nauttimaan ympäröivästä äänimaailmasta entistä joustavammin.

Helpota vuorovaikutusta SoundGate-mikrofonilla

Bernafonin SoundGate-mikrofoni helpottaa kuunteluasi haastavissa kuuntelutilanteissa.

Huomaamaton mikrofoni on tarkoitettu keskustelukumppanisi tai puheenpitäjän käytettäväksi. Liittämällä mikrofonin SoundGate 3 -laitteeseen (tai uudempaan versioon) puhe välittyy suoraan kuulokojeisiisi. Sen avulla saat puheesta paremmin selvän erityisesti meluisassa ympäristössä, kuten ravintolassa tai kaikuvarssa tilassa, kuten auditoriossa.



Viihdy kotonasi

Rentoutuminen TV:n äärellä tai pitkä puhelinkeskustelu ystäväsi kanssa on entistä nautinnollisempaa SoundGaten tarjoaman kristallinkirkkaan äänentoiston ansiosta.

Langaton TV-yhteys SoundGaten avulla

TV:n kuuntelu on nyt helpompaa kuin koskaan. Bernafonin kannettava ja pienikokoinen TV-sovitin 2 siirtää TV-äänen kirkkaana kuulokojeisiisi SoundGaten kautta.

Mikä parasta, SoundGaten ja TV-sovitin 2:n avulla voit säätää TV-äänen voimakkuutta erikseen kuulokojeissasi, jolloin kaikkien ei tarvitse kuunnella TV:tä samalla äänenvoimakkuudella.





Langaton matkapuhelinyhteys SoundGaten avulla

Bernafonin Puhelinsovitin 2 siirtää lankapuhelusi kätevästi kuulokojeisiisi.

Puhelinsovitin 2 ja SoundGate ilmoittavat saapuvasta puhelusta ja välittävät äänen kuulokojeisiisi, jotka muuttuvat langattomiksi kuulokkeiksi. Näin voit nauttia lankapuheluistasi langattomasti hands-freeinä.

Bernafonin langattomien lisälaitteiden avulla olet yhteydessä ympäröivään maailmaan helpommin ja nauttavammin kuin koskaan.

Fiksu ja huomaamaton SoundGate App

Bernafonin uusi SoundGate App -sovellus mullistaa perinteiset tavat säätää kuulokojeita. Ohjelmien vaihtaminen, äänenvoimakkuuden säätö ja lisälaitteiden kytkeminen onnistuu kätevästi SoundGate-laitteeseen liitettyllä iPhone®lla. Ohjelmien vaihtaminen ja äänenvoimakkuuden säätäminen kuulokojeissa on nyt helpompaa ja huomaamattomampaa kuin koskaan.¹⁾

Lataa SoundGate App -sovellus ilmaiseksi App Storesta. Syötä hakukenttään "Bernafon SoundGate" ja valitse "Asenna".



Apple, Applen logo ja iPhone ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity USA:han ja muihin maihin. App Store on Apple Inc:n palvelumerkki.

¹⁾ SoundGate App -sovellusta käytetään iPhone-matkapuhelimissa (sovellus toimii iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s ja iPhone 4 -malleissa). SoundGate App -sovellus vaatii Bernafon Sound-Gate 3:n (tai uudemman) ja langattomat kuulokojeet.



Kuuleminen ja kuullun ymmärtäminen ovat perustarpeitamme. Kuulo-ongelmat vaikuttavat jokapäiväiseen elämään ja vuorovaikutukseen. Uskomme maailmaan, jossa edistyksellisen teknologiamme ansiosta heikentyneelläkin kuulolla on mahdollista kommunikoida kuten normaalilla.

Lisätietoa kuulosta ja kuulonalenemasta
www.bernafon.fi

SWISS 
Engineering

bernafon 
Your hearing · Our passion

Bernafon Companies: Australia · Canada · China · Denmark · Finland · France · Germany · Italy · Japan · Korea · Netherlands · New Zealand · Poland · Spain · Sweden · Switzerland · Turkey · UK · USA