

# LA SUBTILITÉ D'UN SON PUISSANT ET PERFORMANT



JUNA 9 | 7  
SAPHIRA 5 | 3  
NEVARA 1

POWER BTE

**bernafon**<sup>®</sup>  
Your hearing · Our passion

# Un choix naturel pour offrir la puissance sans compromis à vos patients

Le tout nouveau Power BTE (ou P BTE) allie la puissance, la fiabilité et la modernité aux performances éprouvées des technologies Bernafon. Adossé aux fonctionnalités exceptionnelles de Juna 9|7, Saphira 5|3, et de la toute nouvelle gamme Nevara 1, le Power BTE est le parfait choix pour vos patients en quête de puissance et de performance au quotidien.

Le P BTE s'adresse à ceux qui attachent de l'importance à une technologie suisse robuste et fiable. Il satisfera également les clients sensibles au design contemporain. De plus, le P BTE vous offre les clés d'une adaptation simple et efficace pour la plus grande satisfaction de vos patients.

## La performance et le design pour vos patients

Grâce à un niveau de sortie maximum de 138 dB SPL, cette aide auditive est idéale pour les clients souffrant de pertes auditives légères à sévères allant jusqu'à 100 dB HL.



P BTE avec design en forme de S de Bernafon


Inspiré du concept de design Bernafon en forme de S, le P BTE bénéficie d'une forme ergonomique à l'image de l'oreille humaine, le rendant extrêmement confortable à porter. Il est aussi conçu pour résister à toutes les épreuves. Tous les composants principaux ont un revêtement hydrophobe étanche et offrent un haut niveau de protection contre la poussière et l'humidité.

Le P BTE est disponible en neuf combinaisons de couleur élégantes. Les clients ont le choix entre des couleurs discrètes et plus vives selon les préférences personnelles de chacun.

### COQUE INFÉRIEURE MAC (METALLIC ANTHRACITE)



### COQUE INFÉRIEURE MSIL (METALLIC SILVER)



## Une adaptation parfaite

L'adaptation est maintenant possible avec le système miniFit. Il s'agit d'un système fiable et flexible qui s'utilise aussi avec le Pico RITE. Pour le P BTE, vous pouvez utiliser le coude classique ou choisir parmi une gamme de tubes fins miniFit, dômes et embout sur mesure.

### miniFit

|  | TUBE FIN 0,9 | TUBE FIN 1,3 |
|--|--------------|--------------|
| ADAPTATION INSTANTANÉE                         |              |              |
| Dôme ouvert (6, 8, 10 mm)                      | ●            | ●            |
| Dôme fermé, double événement (6, 8, 10, 12 mm) | ●            | ●            |
| Dôme fermé, simple événement (6, 8, 10, 12 mm) | ●            | ●            |
| Dôme Power (6, 8, 10, 12 mm)                   | ●            | ●            |
| ADAPTATION SUR MESURE                          |              |              |
| Micro Embout                                   | ●            | ●            |
| Embout Lite Tip                                | ●            | ●            |

Les dômes miniFit sont en silicone et exercent une grande force de rétention sur le tube fin. Ils s'ajustent parfaitement au conduit auditif. Le silicone permet de renforcer la durabilité des dômes. Les embouts Micro et Lite Tip personnalisés et discrets sont désormais disponibles pour ce BTE puissant.

Un kit tube fin spécial miniFit comprenant des tubes, dômes et outils est disponible pour une optimisation du rangement et une meilleure manipulation.

Pour une séance d'adaptation plus facile, vous pouvez utiliser FittingLINK. Vos patients ont simplement besoin de porter l'appareil FittingLINK autour du cou pour démarrer la connexion. Ainsi leur nouvelle aide auditive est programmée sans avoir besoin de câbles de programmation.



# Une gamme étendue et performante

L'offre de produits Bernafon n'a jamais été aussi large et complète qu'aujourd'hui. Avec l'arrivée du Power BTE, vous avez le choix parmi de nombreuses gammes de modèles d'aides auditives.

Proposez la technologie de pointe de la gamme premium Juna à vos clients les plus exigeants. Découvrez aussi Saphira, nos produits de milieu de gamme comprenant un grand nombre de fonctionnalités et un ensemble d'options de connexion sans fil. Essayez également Nevara, la toute dernière gamme d'aides auditives de premier choix pour ceux qui recherchent tout simplement une meilleure audition. Le nouveau P BTE est disponible dans toutes ces gammes de produits pour satisfaire les clients à la recherche de puissance.



**Fabricant:**  
Bernafon AG  
Morgenstrasse 131  
3018 Bern  
[www.bernafon.com](http://www.bernafon.com)

**Fabricant et distributeur local:**  
Bernafon Canada  
500 Trillium Drive, Unit 15  
Kitchener, Ontario  
Canada N2R 1A7  
[www.bernafon.ca](http://www.bernafon.ca)

**Pour plus d'informations, découvrez notre sélection de produits sur le site internet de Bernafon.**

**bernafon**<sup>®</sup>  
Your hearing · Our passion