

# Vielfalt für Sie und Ihren Alltag

Die Nevara Hörgerätefamilie besteht aus mehreren Hinterdem-Ohr (HdO) und Im-Ohr (IdO) Bauformen, die nahezu jede Hörschwäche ausgleichen können. Alle Bauformen wurden entwickelt, um Ihre Erwartungen an komfortable und diskrete Hörgeräte bestmöglich zu erfüllen.

## HDO BAUFORMEN



## HDO FARBEN\*



\*Nicht alle Farben sind für alle HdO Bauformen erhältlich.

## IDO BAUFORMEN



## IDO FARBEN



Hören und Verstehen sind menschliche Grundbedürfnisse. Hörprobleme und die daraus resultierenden sozialen Konsequenzen stellen eine Herausforderung an unsere Gesellschaft dar. Wir glauben an eine Welt, in der Menschen mit verminderter Hörfähigkeit dank fortschrittlicher Technologie wieder uneingeschränkt kommunizieren können.

Für mehr Informationen über das Hören und Hörverluste [www.bernafon.com](http://www.bernafon.com)

SWISS   
Engineering

**bernafon**<sup>®</sup>  
Your hearing • Our passion

**Bernaфон Companies:** Australia • Canada • China • Denmark • Finland • France • Germany • Italy • Japan • Korea • Netherlands • New Zealand • Poland • Spain • Sweden • Switzerland • Turkey • UK • USA

# GUTES HÖREN VERBINDET

04.16/BEDE/122-77-601-67/Änderungen vorbehalten

Gemeinsam  
im Einklang

NEVARA I 

**bernafon**<sup>®</sup>  
Your hearing • Our passion



Kommunikation ist vielfältig und bereichert unser Leben auf verschiedenste Weise – sind wir doch alle berührt, sehen wir Menschen, die sich liebevoll etwas zuflüstern oder vor Freude gemeinsam laut lachen. Menschen, die sich verstehen, sprechen „die gleiche Sprache“ und sind sich nahe.

Die Sprache prägt unser tägliches Miteinander, lässt Gemeinschaften entstehen und stellt Beziehungen her. Nevara – die neue Hörgerätefamilie von Bernafon – auch.

Überzeugen Sie sich und genießen Sie den Einklang mit Ihrer Umwelt.

## Miteinander im Einklang

Mit Nevara entscheiden Sie sich für moderne Schweizer Spitzentechnologie in der Basisklasse. Mit der integrierten einzigartigen Audio Efficiency™ Technologie werden die verschiedenen Sprach- und Komfortfunktionen in Nevara intelligent koordiniert und erhalten so das Sprachverstehen, ohne den Hörkomfort einzuschränken.



### Audio Efficiency™

#### Sprache

Audio Efficiency™ sorgt für erstklassige Klangqualität und Sprachverständlichkeit in allen Hörsituationen.

#### Komfort

Audio Efficiency™ koordiniert hoch entwickelte Features für ein komfortables und erfrischendes Hörerlebnis.

#### Individualisierung

Audio Efficiency™ bietet unterschiedliche auf Ihre Wünsche abgestimmte Hörprogramme und kabellose Accessoires.

## Funktionen, die verbinden

**ChannelFree™** ist das exklusive Signalverarbeitungssystem von Bernafon und erzeugt eine unverwechselbare klare und gleichzeitig natürliche Klangqualität.

Die **Automatische Direktionalität** hilft, in komplexen Hörsituationen sicher zu verstehen, da das Mikrophonsystem Störquellen ausblendet.

Die **Adaptive Noise Reduction Plus** sorgt für müheloses Hören in Situationen mit vielen Nebengeräuschen, wie z. B. in Einkaufszentren. Störgeräusche werden reduziert und Sprache bleibt erhalten.

Der **Adaptive Feedback Canceller Plus** ist die raffinierte Lösung von Bernafon um lästiges Pfeifen, das in einem Hörgerät entstehen kann, schnell und präzise zu verhindern.

Die **Binaurale Koordination** erleichtert Ihnen die Bedienung Ihrer Hörgeräte. Ändern Sie z. B. die Lautstärke an einem Hörgerät, wird die Änderung automatisch auf das zweite übertragen.

Die **RC-N Fernbedienung** ist eine praktische Hilfe, wenn Sie Lautstärke und Programme einfach und diskret wechseln möchten.

Die **Wireless Funktion** verbindet Nevara Hörgeräte über das SoundGate mit vielen Bluetooth®-Geräten und überträgt Klänge direkt in Ihre Hörgeräte. Das gibt Ihnen mehr mobile Freiheit und macht Telefonieren, Fernsehen oder Musikhören jetzt auch in der Basisklasse so einfach wie nie.

