

FÜR DIE
KOSTBAREN
MOMENTE
IM LEBEN

Treffen Sie eine
brillante Wahl

SAPHIRA
HÖRGERÄTE



bernafon®
Your hearing • Our passion

Brillanz in jedem Moment



Saphira ist ein ganz besonderes Hörgerät. Wie ein echtes Juwel hebt es sich von der Masse der Hörgeräte ab.

Dank der vielen hoch entwickelten Funktionen der Audio Efficiency™ Technologie, die in der Mittelklasse unübertroffen sind, und Accessoires, die das Hören bequemer machen, sorgt Saphira für einen exzellenten Hörkomfort in unterschiedlichsten Hörsituationen.

Sprache

Audio Efficiency™ sorgt für erstklassige Klangqualität und Sprachverständlichkeit in allen Hörsituationen.



Audio Efficiency™

Komfort

Audio Efficiency™ koordiniert hoch entwickelte Features für ein komfortables und erfrischendes Hörerlebnis.

Individualisierung

Audio Efficiency™ bietet unterschiedliche auf Ihre Wünsche abgestimmte Hörprogramme und kabellose Accessoires.

Mit Saphira Hörgeräten von Bernafon treffen Sie eine brillante Wahl.

Effektvolle Funktionen

Sie möchten keinen glanzvollen Moment im Leben verpassen. Mit den Funktionen der Audio Efficiency™ Technologie in Saphira müssen Sie dies auch nicht.

ChannelFree™ ist das exklusive Signalverarbeitungssystem von Bernafon und erzeugt eine unverwechselbar klare und gleichzeitig natürliche Klangqualität.

Die **Adaptive Direktionalität** hilft, in komplexen Hörsituationen sicher zu verstehen, da das Mikrofonsystem verschiedene Störquellen ausblendet.

Die **Impulsschallunterdrückung**** ermöglicht entspanntes Hören, da sie für Hörgeräteträger plötzlich auftretende unangenehme Geräusche wie klapperndes Besteck unterdrückt.

Die **Adaptive Noise Reduction Plus** sorgt für ein müheloses Hören in Situationen mit vielen störenden Geräuschquellen, wie z. B. in Einkaufszentren. Störende Geräusche werden reduziert und Sprachanteile erhalten.

Der **Adaptive Feedback Canceller Plus** ist die raffinierte Lösung von Bernafon zur Beseitigung lästiger Pfeiftöne, die in einem Hörgerät entstehen können – schnell und präzise, noch bevor Sie oder Ihre Mitmenschen Rückkopplungen hören können.

Die **Binaurale Koordination** erleichtert Ihnen die Bedienung Ihrer Hörgeräte. Ändern Sie z. B. die Lautstärke an einem der Geräte, werden die Änderungen automatisch auf das andere Hörgerät übertragen.

Der **Windmonitor** ist unschätzbar für alle, die sich oft im Freien aufhalten. Er unterdrückt die Windgeräusche in den Mikrofonen und ermöglicht ein stressfreies Hören und angenehmeres Unterhalten.

Das **Live Musik- und Kino-Programm**** erhält und überträgt den realen Klang und die natürliche Dynamik von Musik, damit Sie Musik wieder natürlich und lebendig wahrnehmen.

* Alle Modelle exklusive ITC, CIC und IIC.

** Nur in Saphira 5.

Komfortable Hör-Freiheit

Saphira ist bereit für die Welt der Wireless Kommunikation.*

Das **SoundGate Mic** – ein kleines Mikrofon, das sich Ihr Gesprächspartner in schwierigen Hörumgebungen anstecken kann. So können Sie Gesprächen mühelos folgen, z. B. im Auto, bei einem Vortrag oder einer Stadtführung.

Mit der **RC-N Fernbedienung** erhalten Sie eine optimale, diskrete und einfache Bedienung zur Steuerung der Programmwahl und Lautstärke.

Über das **SoundGate 3** verbinden sich Ihre Hörgeräte via Bluetooth® mit verschiedenen Geräten der Unterhaltungselektronik, wie Ihrem TV, Festnetztelefon, Computer, iPhone®, iPad®, iPod touch® und Android™ Smartphones und Tablets sowie vielen anderen Geräten.



Made for



iPod



iPhone



iPad



Works with

Android™

Mit der **SoundGate App** und dem SoundGate 3 können Sie Ihre Hörgeräte unauffällig bedienen und verschiedene externe Audiogeräte ansteuern. Die SoundGate App können Sie kostenlos unter "Bernafon SoundGate" im App Store oder bei Google Play™ herunterladen.



Die SoundGate App für iPhone, iPad und iPod touch läuft auf iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPad Air, iPad mini mit Retina Display, iPad mini, iPad (3. und 4. Generation), iPad 2 und iPod touch (5. Generation) und benötigt Bernafon Wireless Hörgeräte und SoundGate 3 mit Firmware 3.0 oder höher. Die SoundGate App für Android-Smartphones erfordert Bernafon Wireless Hörgeräte und SoundGate 3 mit Firmware 3.1 oder höher.

Apple, das Apple Logo, iPhone, iPad und iPod touch sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken von Apple Inc. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc. Android und Google Play sind Marken von Google Inc. Der Android-Roboter wird anhand von Werken reproduziert bzw. verändert, die von Google erstellt oder geteilt wurden. Seine Verwendung erfolgt gemäss den Bestimmungen der Creative Commons 3.0-Lizenz (Namensnennung).

Eine exzellente Kollektion

Mit Saphira haben Sie die perfekte Lösung für fast jeden Hörverlust und jeden Geschmack. Saphira ist in zwei Leistungsklassen (Saphira 5 und Saphira 3), in jeweils fünf Hinter-dem-Ohr (HdO) und bis zu neun Im-Ohr (IdO) Bauformen verfügbar.

Finden Sie zusammen mit Ihrem Hörgeräteakustiker das Modell, das Ihren Vorstellungen und Ihrem Hörverlust entspricht.

HDO BAUFORMEN



HDO FARBEN



IDO BAUFORMEN



IDO FARBEN



* Nur für Saphira 5.

Hören und Verstehen sind menschliche Grundbedürfnisse. Hörprobleme und die daraus resultierenden sozialen Konsequenzen stellen eine Herausforderung an unsere Gesellschaft dar. Wir glauben an eine Welt, in der Menschen mit verminderter Hörfähigkeit dank fortschrittlicher Technologie wieder uneingeschränkt kommunizieren können.

Für mehr Informationen über das Hören und Hörverluste www.bernafon.com

SWISS 
Engineering

bernafon 
Your hearing • Our passion

Bernaфон Companies: Australia • Canada • China • Denmark • Finland • France • Germany • Italy • Japan • Korea • Netherlands • New Zealand • Poland • Spain • Sweden • Switzerland • Turkey • UK • USA