

# DIE WELT KLINGT JUNA



Für ein erstklassiges  
Hörerlebnis

JUNA  
HÖRGERÄTE



**bernafon**®  
Your hearing • Our passion

# Ihre Prioritäten werden Wirklichkeit

Möchten Sie jederzeit mit einem guten Gefühl hören und verstehen können, selbst in schwierigsten Hörsituationen? Bernafon setzt alles daran, Ihre Wünsche zu erfüllen und Ihnen immer das gewisse Extra zu bieten.

Juna, die Premium Hörgerätefamilie von Bernafon, verfügt über die einmalige Audio Efficiency™ Technologie. Diese sorgt für ein perfektes Zusammenspiel der einzelnen Funktionen und des Zubehörs – in jeder Hörsituation und jeder Geräuschkulisse.



## **Sprache**

Audio Efficiency™ sorgt für erstklassige Klangqualität und Sprachverständlichkeit in anspruchsvollen Hörsituationen.



## **Komfort**

Audio Efficiency™ koordiniert hoch entwickelte Features für ein komfortables und erfrischendes Hörerlebnis.



## **Individualisierung**

Audio Efficiency™ bietet unterschiedliche, auf Ihre individuellen Wünsche abgestimmte Hörprogramme und kabelloses Zubehör.

# Geräusche werden verständliche Worte

Mit Juna Premium Hörgeräten können Sie selbst in schwierigen Hörsituationen einfach verstehen und genießen. Diese Funktionen machen mehr aus jedem Klang:

**ChannelFree™**, das bewährte Signalverarbeitungssystem von Bernafon, sorgt für eine unverwechselbar klare und gleichzeitig natürliche Klangqualität.

**i-VC**, die intelligente Lautstärkeregelung, ist ein neues und einzigartiges Feature in Juna. i-VC macht nicht einfach nur lauter, wichtige Sprachanteile werden angehoben, damit Sie auch in schwierigen Hörsituationen sicher verstehen. Beim Reduzieren der Lautstärke erhält es die Sprachanteile und senkt störende Geräusche ab.

**Direktionalität** ist wichtig, um Gesprächen leichter folgen zu können. Juna hat eine Vielzahl direktonaler Funktionen, die Geräusche in einem Radius von 360° erkennen und gezielt ausblenden.

Entscheidend für entspannten Hörkomfort ist nicht zuletzt eine gute Störgeräuschunterdrückung. Führen Sie ein Gespräch und genießen Sie den Moment. Mit Juna und den vielfältigen **Systemen zur Störgeräuschunterdrückung** werden unerwünschte Geräusche gezielt reduziert.

# Herausforderungen werden zu Ihrer Erfolgsgeschichte

Mit diesem praktischen Zubehör von Bernafon geniessen Sie mehr Hör-Freiheit und grösseren Erfolg in anspruchsvollen Hörsituationen:



Das **SoundGate** gibt Ihnen die Freiheit, Klänge diverser kabelloser und kabelgebundener Audioquellen, wie Fernseher, Handy und MP3-Player, via Bluetooth® direkt in Ihren Hörgeräten zu empfangen. Die Handhabung ist einfach und diskret.



Das **SoundGate Mic** ist ein kleines Mikrofon, welches Sie Ihrem Gesprächspartner oder einem Vortragenden geben können, wenn er weiter weg steht oder die Umgebung sehr laut ist. In Verbindung mit dem SoundGate werden die Worte des Sprechers direkt in Ihre Hörgeräte übertragen.



Mit der **RC-N Fernbedienung** sind Lautstärkeänderung und Programmwahl kinderleicht. Besonders dann, wenn Ihnen bislang die Einstellung direkt am Hörgerät schwerfiel.

Detaillierte Informationen über die Anbindungsmöglichkeiten zu Bernafon Hörgeräten entnehmen Sie bitte unserem SoundGate Flyer. Für weitere Informationen fragen Sie Ihren Hörgeräteakustiker oder besuchen Sie die Bernafon Website.

# Eine grosse Vielfalt wird zu Ihrer persönlichen Wahl

Juna Hörgeräte gibt es in zahlreichen Farben und Bauformen – als Hinter-dem-Ohr Hörgerät (HdO) und Im-Ohr Hörgerät (IdO). Wählen Sie aus dieser grossen Vielfalt das für Ihren Geschmack und Ihre Bedürfnisse passende Hörgerät.

## HdO Bauformen



CPx

CP

N

NR

## IdO Bauformen



ITEPD/ITED

ITCPD/ITCD

ITC

CICIP

CICx/CIC

IIC

## HdO Farben



SAND  
BEIGE

METALLIC  
SILBER

ANTIK  
BRONZE

METALLIC  
ANTHRAZIT

KAKAO  
BRAUN

SAMT  
SCHWARZ

KOBALT  
BLAU

Hören und Verstehen sind menschliche Grundbedürfnisse. Hörprobleme und die daraus resultierenden sozialen Konsequenzen stellen eine Herausforderung an unsere Gesellschaft dar. Wir glauben an eine Welt, in der Menschen mit verminderter Hörfähigkeit dank fortschrittlicher Technologie wieder uneingeschränkt kommunizieren können.

Für mehr Informationen über das Hören und Hörverluste **[www.bernafon.com](http://www.bernafon.com)**

**SWISS**   
Engineering

**bernafon**   
*Your hearing · Our passion*

**Bernaфон Companies:** Australia · Canada · China · Denmark · Finland · France · Germany · Italy · Japan · Korea · Netherlands · New Zealand · Poland · Spain · Sweden · Switzerland · Turkey · UK · USA