

# SOUNDGATE

Connessi con il mondo  
con il SoundGate



**bernafon**   
Your hearing • Our passion

Oggi le opzioni per essere sempre connessi sono davvero molte. Grazie alla varietà di dispositivi elettronici disponibili, possiamo collegarci con la nostra famiglia, con gli amici ed i colleghi. Sempre e ovunque. Possiamo ascoltare la musica, le ultime notizie, guardare i video e molto altro ancora. Gli apparecchi acustici Bernafon, insieme al SoundGate, ampliano ulteriormente queste possibilità.



Mentre gli altri dispositivi wireless limitano la connessione ad una sola sorgente audio, il SoundGate offre la grande libertà di poter ascoltare tramite i propri apparecchi acustici numerose fonti sonore esterne, connesse sia via cavo che in modalità wireless. Il design elegante e discreto lo rende ergonomico e facile da usare. Il microfono incorporato, il ricevitore Bluetooth® integrato, i controlli facili ed accessibili, fanno del SoundGate il mezzo ideale per essere sempre connessi con il proprio mondo, con stile e semplicità.



Il SoundGate di Bernafon permette di essere connessi e di comunicare in ogni momento, ovunque.

Chi li indossa lo sa: pur portando i migliori apparecchi acustici, durante il giorno possono esserci situazioni difficili da ascoltare. Per questo Bernafon ha creato soluzioni comode e semplici da usare, realizzate appositamente per offrire tutto il comfort e la libertà di ascolto desiderati.



### **Streaming del telefono cellulare**


La soluzione ideale per connettersi e parlare in modalità wireless: il SoundGate agisce come un'interfaccia Bluetooth® e collega il telefono mobile agli apparecchi acustici.

### **Comunicazione facile con il SoundGate Mic**

Questo microfono piccolo e discreto rende più agevole il dialogo tra due persone, quando ci si trova in ambienti molto rumorosi e permette di comprendere la voce senza sforzo.

### **Ascolto della TV chiaro e definito**

Ascoltare la TV è di nuovo un piacere: con il SoundGate e l'Adattatore TV di Bernafon, l'audio dei programmi preferiti viene trasmesso agli apparecchi acustici e raggiunge direttamente l'orecchio.



### **Funzione auricolari per la musica o il GPS**

Il SoundGate semplifica la vita e, grazie alla tecnologia Bluetooth®, permette di ascoltare la musica o le istruzioni del GPS direttamente tramite gli apparecchi acustici.

### **Telefonare a mani libere anche da rete fissa**

Più libertà di movimento in casa e sul lavoro! Il SoundGate insieme all'Adattatore Telefono consente di telefonare in modalità wireless anche da rete fissa.

### **Bobina Telefonica**

Il SoundGate si collega facilmente e automaticamente ai sistemi ad induzione magnetica presenti nei teatri, nelle aule scolastiche e nei luoghi di culto.

## Connessione wireless diretta con i telefoni cellulari

Il SoundGate funziona come un'interfaccia wireless e collega gli apparecchi acustici ai telefoni mobili dotati di Bluetooth®. Il SoundGate è un valido alleato: dal momento che non si può sapere quando sta per arrivare una chiamata importante, il dispositivo è sempre pronto. Consente di rispondere e di parlare comodamente a mani libere, senza dover prendere in mano il cellulare.

Grazie al SoundGate è possibile anche ascoltare, direttamente tramite gli apparecchi acustici, la musica memorizzata nel proprio cellulare o nei riproduttori musicali tipo Mp3.

La base per il caricamento del SoundGate è pronta all'uso e consente di ricaricare facilmente il dispositivo quando necessario.

## Sistemi ad induzione magnetica e SoundGate

Molti teatri, aule e luoghi di culto, oggi, sono dotati di sistemi ad induzione magnetica. In questi ambienti, l'ascolto diventa più facile, grazie al ricevitore con bobina telefonica integrato nel SoundGate. L'audio viene trasmesso direttamente agli apparecchi acustici in modalità wireless, senza che sia necessario alcun altro dispositivo, né programmi di ascolto particolari.

Il SoundGate offre maggiore mobilità e flessibilità. Una comodità tutta da scoprire!

## Il piacere di comunicare con il SoundGate Mic

Bernafon presenta il SoundGate Mic, un dispositivo pensato per rendere ancora più agevole l'ascolto nelle situazioni di ascolto difficili.

Questo piccolo microfono può essere indossato intorno al collo dalla persona che parla, ad esempio un insegnante o un relatore durante un incontro di lavoro. Una volta abbinato al SoundGate (versione SoundGate 3 e successive), il SoundGate Mic capta la voce e la trasferisce direttamente agli apparecchi acustici, garantendo un ascolto chiaro e pulito.

È una soluzione intelligente, pensata per favorire la comprensione ed eliminare lo sforzo di ascolto. Si rivela particolarmente utile negli ambienti in cui c'è rumore di sottofondo (per esempio al ristorante) oppure riverbero acustico (come in un auditorium).



## Casa dolce casa

La sera ci si vuol rilassare davanti alla TV? Oppure chiacchierare al telefono con amici e familiari? Il SoundGate soddisfa ogni esigenza, rendendo tutte le parole chiare e cristalline.

## Connessione wireless con la TV

L'ascolto della TV non è mai stato tanto facile. Grazie all'Adattatore TV di Bernafon, piccolo e portatile, l'audio dei programmi viene trasmesso in modo chiaro e limpido. E, con il SoundGate, lo si ascolta direttamente tramite gli apparecchi acustici.

I vantaggi non finiscono qui: l'Adattatore TV permette di regolare comodamente il volume utilizzando il SoundGate, in modo che ognuno possa ascoltare la televisione al volume che preferisce.







## Connessione wireless con il telefono

Pratico e semplice da usare, l'Adattatore Telefono collega, in modalità wireless, gli apparecchi acustici alla rete telefonica fissa.

Il SoundGate e l'Adattatore Telefono avvertono quando c'è una chiamata in arrivo e la trasmettono automaticamente agli apparecchi acustici, trasformandoli, in pratica, in un comodo paio di auricolari. In questo modo è possibile telefonare a mani libere e in tutta libertà, anche da rete fissa.

Con gli accessori wireless Bernafon essere connessi è facile e piacevole.

## App SoundGate – Intelligente e discreta

Con l'App SoundGate, Bernafon offre un modo nuovo per gestire i controlli dell'apparecchio acustico. Da oggi, insieme al SoundGate, si può usare il proprio iPhone® o smartphone Android™ per regolare i comandi dell'apparecchio. La selezione dei programmi di ascolto, la regolazione del volume e la connessione con uno o più dispositivi esterni, non sono mai state tanto facili e discrete.<sup>1)</sup>

Scarica gratuitamente l'App SoundGate. Visita l'App Store o Google Play™ e cerca la voce "Bernafon SoundGate", clicca su installa ed è fatto!



Apple, il logo Apple e iPhone sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc. Android e Google Play sono marchi registrati di Google Inc.

<sup>1)</sup> La SoundGate App per iPhone funziona su iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4 e richiede gli apparecchi acustici wireless Bernafon ed il SoundGate 3 con firmware 3.0 o versioni successive.

La SoundGate App per smartphone Android richiede gli apparecchi acustici wireless Bernafon ed il SoundGate 3 con firmware 3.1 o versioni successive.



Udire e comunicare sono esigenze primarie del genere umano. I problemi d'udito e le conseguenze sociali che ne derivano, costituiscono una sfida per tutta la società. Crediamo in un mondo in cui le persone con difficoltà uditive possano tornare a comunicare senza barriere, grazie al sostegno di una tecnologia evoluta.

Per maggiori informazioni sull'udito e l'ipoacusia, visita **[www.bernafon.com](http://www.bernafon.com)**

**SWISS**   
Engineering

**bernafon**   
*Your hearing • Our passion*

**Berna fon Companies:** Australia • Canada • China • Denmark • Finland • France • Germany • Italy • Japan • Korea • Netherlands • New Zealand • Poland • Spain • Sweden • Switzerland • Turkey • UK • USA