

Wallenried, Szwajcaria



Z RITE MOŻESZ O WIELE WIĘCEJ



CHRONOS NANO RITE



AUDIO
EFFICIENCY™

bernafon®
Your hearing • Our passion



SUKCES

Zwycięski wybór

Zestaw kijów golfowych jest dla golfisty tym, czym jest dla Ciebie odpowiedni aparat słuchowy.

Zarówno początkujący gracze w golfa, jak i profesjonaliści noszą w swych torbach co najmniej 14 rodzajów kijów, których używają w zależności od rodzaju uderzenia, indywidualnego stylu gry oraz upodobań.

Wybierz właściwie i wygraj

Właściwy wybór aparatu słuchowego niczym się nie różni od profesjonalnego doboru kijów golfowych. Rodzina aparatów słuchowych Chronos, oferuje 11 różnych modeli, dostępnych dodatkowo w trzech segmentach funkcjonalno-cenowych. Ponadto, z myślą o aktywnych Klientach, stworzono funkcjonalne akcesoria bezprzewodowe jak np. SoundGate.



RADOŚĆ

Aparaty słuchowe, które stają się częścią Ciebie

Dlaczego golfista stara się aby każde uderzenie było idealne? Ponieważ precyzja pozwala mu łatwiej, bez zbędnego wysiłku zyskać przewagę nad przeciwnikiem.

Idealne uderzenie dla golfisty jest tak ważne, jak istotny jest aparat słuchowy w codziennym życiu jego Użytkownika. Aparaty słuchowe Chronos, wyposażone w technologię **Audio Efficiency™**, gwarantują:

- wyjątkową jakość dźwięku i najwyższą zrozumiałość mowy;
- niedościgniony komfort słuchania;
- niezwykłą łatwość obsługi.


W domu. W pracy. W ruchu.




EFEKTYWNOŚĆ

Precyzja szwajcarskiego zegarka

Dostępna w Chronos Technologia Audio Efficiency™ gwarantuje jednocześnie maksymalną zrozumiałość mowy oraz niedościgniony komfort słuchowy. Jedną z głównych funkcji Audio Efficiency™ jest eliminacja dźwięków niepożądanych, dzięki czemu możliwe jest precyzyjne wzmocnienie tych sygnałów, które chcemy wyraźnie usłyszeć.



Na następnych stronach niniejszej broszury opisano poszczególne systemy wchodzące w skład Audio Efficiency™.



Technologia przetwarzania **ChannelFree™** analizuje sygnał aż 20.000 na sekundę, dzięki temu najsubtelniejsze segmenty mowy wzmacniane są z niezwykłą precyzją.

Układ Adaptacyjnej Redukcji Sprzężeń Plus identyfikuje, a następnie niezwłocznie tłumi sprzężenia akustyczne, zanim spostrzeże je Użytkownik.



Redukcja Hałasów Transjentowych

zapewnia skuteczną
redukcję hałasów o
charakterze impulsowym.

System kierunkowy True Directionality™

zapewnia lepszą identyfi-
kację źródła odbieranych
dźwięków w przestrzeni.

DOSKONAŁOŚĆ



ZAANGAŻOWANIE

Więcej czasu dla siebie

Aparaty Chronos nieustannie analizują otoczenie akustyczne oraz dopasowują swoje działanie do zmian w środowisku dźwiękowym oraz do specyficznych oczekiwań Użytkownika. Bez względu na to czy czytamy gazetę, rozmawiamy w hałaśliwym otoczeniu, robimy zakupy, czy jesteśmy właśnie w kinie, Chronos dostosowuje się automatycznie do nowych sytuacji. Przez cały dzień.

Rozumienie mowy i komfort słuchania

Dostępny w Chronos wielo-środowiskowy program słuchowy zapewnia optymalne, w pełni automatyczne, dopasowanie działania aparatów do zmieniających się otoczeń dźwiękowych. Chronos zapewnia satysfakcjonującą zrozumiałość mowy i komfort słuchania zarówno w otoczeniu cichym, jak i hałaśliwym. Pozwala także na swobodne przemieszczanie się z jednego środowiska akustycznego do drugiego.

Idealnie. Komfortowo. Naturalnie.



KONTAKT

Pozostań w kontakcie ze światem

SoundGate jest kluczem do pełnej, bezprzewodowej łączności i mobilnej komunikacji. Jest to łatwe w obsłudze urządzenie umożliwiające bezprzewodowe (ale również przewodowe) połączenie aparatów słuchowych z telefonami komórkowymi i stacjonarnymi, telewizorem, komputerem czy przenośnym odtwarzaczem muzyki.

Łatwość obsługi

Wystarczy naciśnięcie jednego przycisku, aby aparaty Chronos w połączeniu z technologią Bluetooth® zmieniły się w bezprzewodowy zestaw słuchawkowy umożliwiający:

- bezprzewodową rozmowę telefoniczną – bez użycia rąk!
- słuchanie muzyki z telefonu komórkowego lub odtwarzacza MP3 itp.
- kontrolowanie głośności i wybór programów (funkcja pilota zdalnego sterowania).

Aktywny tryb życia. Wygoda. Komfort. Łączność.



WYBÓR

Więcej możliwości – większy wybór

Ponadczasowe wzornictwo aparatów Chronos odzwierciedla dokładność i funkcjonalność najwyższej jakości produktów wykonanych ze szwajcarską precyzją.

Nowy model RITE

Aparaty Chronos dostępne są w postaci sześciu różnych modeli wewnątrzusznych (ITE) oraz pięciu modeli zausznych (BTE), w tym jako nowy model BTE ze "słuchawką w uchu" (RITE). Aparaty BTE dostępne są w 11 atrakcyjnych kolorach, podczas gdy modele ITE oferowane są w 4 wariantach kolorystycznych odpowiadających różnym odcieniom skóry.

Ponadto Chronos występuje w trzech różnych segmentach funkcjonalno-cenowych. Dzięki szerokiemu wyborowi modeli, użytecznym funkcjom oraz opcjom dodatkowym możliwe jest dopasowanie aparatów do najróżniejszych ubytków słuchu, stylów życia i preferencji oraz personalizacja ich ustawień względem indywidualnych oczekiwań Użytkownika.

Wybór koloru

Zauszne aparaty Chronos (BTE) można dopasować do różnych odcieni włosów lub skóry i są dostępne w następujących kolorach:



BUR
Burgund



BE
Beż



DB
Ciemny brąz



GB
Szary brąz



GR
Szary



MPL
Metalik
platyna



MAC
Metalik
antracyt



MBE
Metalik
beż



MCO
Metalik
miedź



DCR
Ciemny
chrom



CR
Chrom

Sesja zdjęciowa odbyła się 12 lipca 2011 roku w Golf & Country Club w Wallenried, Szwajcaria.

Pragniemy podziękować firmie wytwarzającej zegarki Armin Strom AG z Biel/Bienne w Szwajcarii.

SWISS 
Engineering

Bernafon Companies: Australia · Canada · Denmark · Finland · France · Germany · Italy · Japan · Korea · Netherlands · New Zealand · Poland · Sweden · Switzerland · UK · USA

www.bernafon.com

bernafon 
Your hearing · Our passion