

**Restez connecté grâce à vos aides auditives Oticon**



Oticon | ConnectLine



**oticon**  
PEOPLE FIRST

# Votre **compagnon idéal**

Avec les solutions Oticon ConnectLine, vous pouvez utiliser de façon optimale vos aides auditives Oticon dans presque toutes les situations. ConnectLine vous aide à mieux vous connecter au monde qui vous entoure : que ce soit avec vos proches, aux informations ou à toutes autres sortes de sources de divertissement.

## Qu'est-ce que ConnectLine ?

ConnectLine est une gamme de solutions qui vous permet de recevoir directement dans vos aides auditives, le son d'un grand nombre de sources de communication et de divertissement.

Vos aides auditives font alors office d'écouteurs sans fil pour votre plus grand confort !

Avec Oticon ConnectLine, vous améliorez vos expériences d'écoute et de communication, dans toutes les situations quotidiennes telles que les conversations téléphoniques, les échanges en tête-à-tête dans les environnements bruyants, regarder la télévision, écouter de la musique, etc.

Pour vous familiariser avec ces solutions de connectivité, vous pouvez choisir l'une d'entre elle et par la suite en découvrir d'autres.

**Demandez dès aujourd'hui un essai de la gamme ConnectLine à votre audioprothésiste.**



Téléphone  
fixe



Téléphone  
mobile



Télévision



Musique



Ordinateur



Microphone



Bobine T



Télécommande

Nouveauté

## Prenez le contrôle de vos aides auditives Oticon ....



Pour en savoir plus : [www.oticon.fr/app](http://www.oticon.fr/app)

## ... Du bout des doigts...

Si vous êtes équipé d'un smartphone, vous pouvez bénéficier en plus d'un pilotage de vos aides auditives directement depuis l'interface de votre téléphone.

### Prenez le contrôle de vos aides auditives Oticon du bout des doigts :

- ▶ Aperçu des connexions disponibles via le système ConnectLine
- ▶ Sélection des sources sonores facilitée
- ▶ Télécommande discrète pour vos appareils auditifs
- ▶ Personnalisation de l'interface selon vos préférences



L'application ConnectLine pour iPhone, iPad et iPod touch est compatible avec l'iPhone 6 Plus, l'iPhone 6, l'iPhone 5s, l'iPhone 5c, l'iPhone 5, l'iPhone 4s, l'iPhone 4, l'iPad Air, l'iPad mini avec écran Retina, l'iPad mini, l'iPad (3ème et 4ème génération), l'iPad 2 et l'iPod touch (5ème génération) et nécessite un Streamer Pro 1.2 App ou une version ultérieure. Lorsque vous installez l'application ConnectLine sur un iPad, cherchez les applications pour iPhone dans l'App Store.

L'application ConnectLine pour smartphones et tablettes Android nécessite le Streamer Pro avec firmware 1.3 ou version ultérieure. Veuillez consulter le site [www.oticon.fr/app](http://www.oticon.fr/app) pour de plus amples détails sur la compatibilité.

Apple, le logo Apple, iPhone, iPad et iPod touch sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Android et Google Play sont des marques de Google Inc.

# Streamer Pro - Le cœur de ConnectLine

Le Streamer Pro est votre porte d'entrée vers les nombreux dispositifs électroniques qui vous entourent. Il permet de transmettre toutes sortes de sources audio vers vos aides auditives.

Cet accessoire se porte tout simplement autour du cou et possède trois boutons correspondants aux principales applications : téléphone, télévision et microphone.

A noter : le Streamer Pro peut également servir de télécommande pour vos aides auditives et permet par exemple, de changer facilement de programme ou d'ajuster le volume.

## Le Streamer Pro :

- ▶ Est facile à utiliser.
- ▶ Améliore la communication en transformant vos aides auditives en écouteurs sans fil : vous recevez directement le son de la source audio dans vos aides auditives, pour un confort maximal.
- ▶ Peut se connecter jusqu'à 8 dispositifs, dont télévisions, lecteurs MP3, ordinateurs, etc.
- ▶ Est un système complet et intégré. Des fonctions avancées garantissent, par exemple, qu'un appel téléphonique peut être entendu et pris alors que vous regardez la télévision.
- ▶ Sert de télécommande pour vos aides auditives.







## Communication facile

### Téléphone fixe

Plus la peine de courir pour répondre au téléphone.  
Plus d'appels manqués... Plus de risque de Larsen.

L'adaptateur téléphonique ConnectLine fonctionne avec votre téléphone fixe existant et transforme vos aides auditives en écouteurs sans fil afin que vous n'ayez pas à vous déplacer pour répondre au téléphone. Pour prendre un appel, il suffit d'appuyer sur le bouton téléphone du Streamer Pro.

### Appels vidéo

Passez des appels vidéo\* tout aussi simplement qu'un appel standard : connectez le Streamer Pro à votre ordinateur afin que le son soit directement envoyé à vos aides auditives pour une conversation en ligne et une écoute claire et facile.

Connectez le Streamer Pro directement sur votre ordinateur à l'aide d'un câble, d'une connexion Bluetooth, ou encore via une clé USB Sennheiser (disponible chez Oticon). C'est à la fois simple et rapide, et vous pouvez désormais passer un appel vidéo à vos proches loin de chez vous !



Adaptateur téléphonique ConnectLine

*\*Comme Skype et FaceTime sur l'ordinateur.*




## Profitez des divertissements

### Regarder la télévision

Avec ConnectLine TV et le Streamer Pro, vous pouvez profiter d'un son haute qualité pour la télévision, en toute liberté et surtout, en tout confort ! Alors, détendez-vous, suivez les informations ou votre film préféré !

Vous pourrez entendre clairement la télévision en laissant le volume à un niveau que toute la famille appréciera. Ainsi, vos aides auditives vous servent d'écouteurs personnels et le Streamer Pro vous permet de contrôler votre propre volume.

L'adaptateur TV ConnectLine transmet le son de la télévision à vos aides auditives grâce au Streamer Pro.



Adaptateur télévision ConnectLine

ConnectLine Télévision 2.0 fonctionne avec les systèmes analogiques, les systèmes stéréo-numériques ou Dolby Digital®. Ceci lui permet d'être compatible avec un large choix de modèles récents de télévisions et de systèmes home cinéma.<sup>1</sup>

### Écouter de la musique et des sources audio

Le Streamer Pro vous garantit une connexion stable, et fiable vers un grand nombre de dispositifs de divertissement, comme les lecteurs MP3, les ordinateurs ou encore les livres audio... La musique ou toute autre source audio est directement transmise dans vos aides auditives, avec une excellente qualité sonore, et vous permet ainsi de limiter la consommation des piles de vos aides auditives.

<sup>1</sup> Merci de vous référer aux spécifications détaillées de ConnectLine TV 2.0 ([www.oticon.fr/tv](http://www.oticon.fr/tv)) ainsi qu'à la fiche technique de votre télévision pour vérifier la compatibilité.

Dolby ainsi que le symbole en forme de Double D sont des marques déposées par Dolby Laboratories.





## Redécouvrez vos sorties...

Il peut parfois être difficile de comprendre les personnes que vous souhaitez entendre lorsque vous êtes dans un lieu public, que ce soit dans la rue, au restaurant, lors d'un événement, une réunion, ou encore une conférence. Lorsque le bruit est important, il faut souvent une « aide supplémentaire ». La gamme ConnectLine offre des solutions efficaces pour rendre ces situations plus agréables et confortables.

### **Microphone ConnectLine**

Le Microphone est un petit dispositif sans fil discret pouvant être porté par la personne à qui vous parlez. Il vous permet de mieux comprendre dans des situations où votre interlocuteur est éloigné (exemple : visite guidée d'un musée), quand l'environnement est bruyant (exemple : restaurant), ou bien dans une situation où ces deux difficultés sont associées (exemple : une conférence).



### **Téléphone mobile**

Le Streamer Pro vous aide à passer et à prendre des appels téléphoniques avec votre téléphone mobile. Vos aides auditives se transforment alors en écouteurs sans fil pour vous aider à mieux entendre et mieux comprendre la conversation.

Le Streamer Pro peut se connecter à un grand nombre de téléphones mobiles avec Bluetooth intégré.

### **Bobine d'induction**

La plupart des lieux publics tels que les théâtres, les amphithéâtres, les cinémas ou les guichets d'accueil sont équipés d'un système de boucle magnétique, conçu pour vous permettre de recevoir le son de ce qui s'y déroule.

Grâce au récepteur de boucle magnétique intégré au Streamer Pro, il vous suffit d'appuyer sur un bouton pour vous connecter aux endroits équipés d'une boucle magnétique et bénéficier ainsi d'un son de très bonne qualité.

## Améliorer la communication...



Il peut parfois être difficile de conduire et de communiquer avec une personne qui se trouve à vos côtés.

### Discuter en voiture

Grâce à un petit accessoire de la gamme ConnectLine : le Microphone ConnectLine placé sur votre interlocuteur, vous pourrez conduire en toute sérénité tout en échangeant avec votre passager. En effet, le microphone transmet la voix de votre interlocuteur directement dans vos aides auditives.

### Gardez toujours les yeux sur la route !

La gamme ConnectLine offre différentes solutions pour vous aider au bureau également. Vous pourrez utiliser votre téléphone de bureau, la vidéo-conférence avec vos collègues ou participer à des réunions, le tout en toute confiance.

## ... dans toutes les situations



Kit Office pour téléphone de bureau ConnectLine

### Kit Office pour les téléphones de bureau

Le kit pour téléphone de bureau ConnectLine vous permet d'utiliser vos aides auditives comme des écouteurs sans fil pour les téléphones de bureau.

### Communication au moyen d'un ordinateur

Passez des appels vidéo\* tout aussi simplement qu'un appel standard : connectez le Streamer Pro à votre ordinateur afin que le son soit directement envoyé à vos aides auditives pour une conversation en ligne et une écoute claire et facile.

Connectez le Streamer Pro directement à votre ordinateur à l'aide d'un câble, d'une connexion Bluetooth standard ou encore via une clé USB Sennheiser (disponible chez Oticon). C'est à la fois simple et rapide, et vous pouvez désormais passer un appel vidéo !

*\*Comme Skype et FaceTime sur l'ordinateur.*



## People First

People First est notre promesse pour rendre à chacun : la liberté de communiquer sans contrainte, d'interagir naturellement et de participer activement

