

## FICHE TECHNIQUE TÉLÉCOMMANDE 2.0

*La **Télécommande 2.0** permet aux utilisateurs de contrôler leurs appareils auditifs Oticon en toute discrétion. Design et élégante, elle est un accessoire complémentaire pour les utilisateurs d'appareils auditifs dépourvus de bouton poussoir.*

### **Facile à utiliser en toute discrétion**

La Télécommande 2.0 d'Oticon offre une façon intuitive, simple et discrète d'utiliser les appareils auditifs.

Grâce à la Télécommande 2.0, les malentendants peuvent effectuer leurs réglages quotidiens en toute discrétion.

Ils peuvent augmenter et diminuer le volume de l'appareil auditif mais également naviguer entre les programmes.

La Télécommande 2.0 assure une discrétion absolue, puisqu'elle permet de piloter les appareils auditifs Oticon à une distance d'1 mètre, même depuis l'intérieur d'une poche.

Les boutons de la Télécommande 2.0 sont clairement identifiables et faciles à manipuler.

À chaque pression de bouton sur la Télécommande, un clic discret et une indication visuelle confirment cette action.



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



### Données techniques de la Télécommande 2.0

Dimensions	75.3 x 35 x 12 mm; Poids (piles comprises) 32,7 g
Type de piles	2 x AAAA
Durée de vie des piles avec une utilisation normale	1 an
Plage de transmission type	1 mètre
Voyant	LED verte clignotante lorsque la télécommande est en cours d'utilisation ou que les piles sont faibles
Température de service	10 à 45 °C
Humidité de service	Humidité relative < 85 %
Température de stockage	-20 à 70 °C

Durée de disponibilité garantie des pièces détachées : 5 ans après la date d'achat.  
Décret 2014-1482 / Article L111-3 du code de la consommation.

