

Oticon ON - Guide IFTTT

Envoyer un email lorsque la connexion avec votre iPhone est perdue

Ce dont vous aurez besoin :

Aides auditives Opn · iPhone 5 (ou plus récent) · Oticon ON
Compte ON · Compte IFTTT · Compte Email


Préparation

Comment préparer votre iPhone :

- Allez sur l'app store de votre iPhone
- Trouvez l'application Oticon ON dans les résultats de recherche et cliquez sur l'icône
- Trouvez et cliquez sur le bouton « installer » pour télécharger et installer l'application sur votre iPhone
- Ouvrez Oticon ON. Suivez les instructions pour créer votre compte ON dans l'application

Comment créer un compte IFTTT :


- Allez sur www.ifttt.com ou passez par l'application ON
- Cliquez sur « Sign Up » dans le coin en haut à droite
- Renseignez les informations demandées et cliquez sur « Create account »



The screenshot shows the IFTTT account creation page. At the top, it says 'Create your free account'. Below that, a message reads 'You're only seconds away from doing more with the products you love.' The form has two input fields: 'Your Email' with the placeholder 'you@email.com' and 'Choose a Password' with the placeholder 'min 6 characters'. At the bottom is a large blue button labeled 'Create account' with a hand cursor icon pointing to it.

1

Allez sur www.ifttt.com, connectez-vous à votre nouveau compte IFTTT et cliquez sur « My Recipes » dans la barre de menu puis cliquez sur « Create a Recipe »




2

Cliquez sur le mot « this » en bleu




3

Dans la barre de recherche, tapez « oticon » et cliquez sur « Oticon ON »




4

Cliquez sur Connect. Dans la fenêtre pop-up, connectez-vous à votre compte Oticon ON. Cliquez sur « Continue to the next step »



5

Sélectionnez « Connection is lost »



6

Cliquez sur le bouton bleu « Create Trigger »



Complete Trigger Fields step 3 of 7 back ▲

Connection is lost

No fields to complete.

Create Trigger

7

Cliquez sur le mot « that » en bleu




if  **then** **that**

Connection is lost

8




Ecrivez « email » et sélectionnez l'icône de votre messagerie (Email ou Gmail, par ex)



Choose Action Channel step 4 of 7 back ▲

Showing Channels that provide at least one Action. [View all Channels](#)


email X

Email Email Digest Gmail


9

Cliquez sur Connect. Dans la fenêtre pop-up, suivez le guide d'inscription Email. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur « Continue to the next step »




Please connect the Email Channel. back ▲

You'll only have to do this once.

 **Connect**

10

Sélectionnez l'action « Send me an email »




11

Vous pouvez modifier l'objet (Subject) et le texte (Body field). Puis cliquez sur « Create Action »



12

Enfin, cliquez sur «Create Recipe » pour créer et activer la recette qui vous envoie un email lorsque votre aide auditive n'est plus connectée à votre iPhone.



Votre recette est désormais créée. Bonnes connexions !